



TOUCHBeauty

Multi-Therapie Beauty Device

DE: Das Gerät TB-1712 ist eine nicht-invasive Anti-Aging-Behandlung, das drei Technologien kombiniert: Mikrostrom-, Frequenz- und Lichttherapie zur Straffung, Festigung und Glättung von Falten für jünger aussehende Haut.

Die speziell entworfenen RF-Pole (Radiofrequenz) sorgen dafür eine maximale Heizdistanz zu erreichen und das Anwendungsgebiet zu maximieren.

Sechs Intensitätsstufen passen sich an unterschiedliche Hauttypen und deren Bedürfnisse an. Das Multi-Therapie Beauty Device verfügt über ein Niederspannungsalarmsystem sowie ein Erinnerungssystem für den Wechselbereich.

Das Gerät ist zudem mit einem Schutzsystem ausgerüstet, um die Aussendung von RF-Wellen zu stoppen, wenn diese lange Zeit auf einer Hautregion verbleiben.

Das TB-1712 verfügt über spezielles hängendes Ladesystem für den Einsatz zu Hause und USB-Kabel für unterwegs.

FR: Le dispositif TB-1712 est un traitement anti-âge non invasif qui combine trois technologies Micro-courant, fréquence et lumière pour resserrer, raffermir et lisser les rides pour une peau d'apparence plus jeune.

Les pôles RF (radiofréquence) spécialement conçus garantissent une distance de chauffage maximale et maximisent la zone d'application.

Six niveaux d'intensité s'adaptent aux différents types de peau et à leurs besoins.



L'appareil de beauté multithérapie est doté d'un système d'alarme de basse tension ainsi que d'un système de rappel pour la zone de changement.

L'appareil est également équipé d'un système de protection pour arrêter l'émission d'ondes RF si elles restent longtemps sur une zone de la peau.

Le TB-1712 est équipé d'un système de charge suspendue spécial pour une utilisation à domicile et d'un câble USB pour les voyages.


EN: The TB-1712 device is a non-invasive anti-aging treatment that combines three technologies Micro current, frequency and light therapy to tighten, firm and smooth wrinkles for younger looking skin.

The specially designed RF (radio frequency) poles ensure maximum heating distance and maximize the area of application.

Six intensity levels adapt to different skin types and their needs. The Multi-Therapie Beauty Device has a low voltage alarm system as well as a reminder system for the changing area.

The device is also equipped with a protection system to stop the emission of RF waves if they remain on a skin area for a long time.

The TB-1712 has a special hanging charging system for use at home and USB cable for travel..



Artikel-Nr. N° d'article Product no.	Youtube-Video	Timer	Aufladelaabel (USB Typ C) Cable de chargement (USB Type C) Recharging cable (USB Type C)	Batterie Batterie Battery	Gel und Schutzbrille Gel et lunettes de sécurité Gel and safety goggles	Abmessungen, LxBxH, cm Dimensions, LxPxH, cm Dimensions, LxWxH, cm	Einzelverpackung, LxBxH, cm Emballage individuel, LxPxH, cm Unit packaging, LxWxH, cm	Netto-/Bruttogewicht, g Poids net/brut, g Weight net/gross, g	Verpackungseinheit Unité de conditionnement Packaging unit	EAN-Code 69710249...	UVP CHF PVC CHF SIP CHF RRP CHF
TB-1712		■	■	Li-ion 7.4V 1000mAh	■	17x5.2x5.7	13.8x6.7x25.6	358/633	12	22170	249.00

rotel

Parkstrasse 43, CH-5012 Schönenwerd
+41 62 787 77 00, office@rotel.ch, www.rotel.ch

